



Laboratorio | Densitometría | Ecografías
Ecodoppler | Estudios cardiológicos | Mamografías
Radiología | Resonancias | Tomografías

Olleros 3487, Colegiales CABA

Tel: 4556-6800 - Whatsapp de turnos: 15-6448-3555

www.laboratoriosanjose.com.ar

INSTRUCTIVO PARA UROCULTIVO (pacientes sondados)

Suspender antibióticos 48 Hs antes de la prueba.

CON SONDA PERMANENTE RECIEN COLOCADA:

- Descartar los primeros mililitros de orina y luego recoger la orina que fluye en un frasco estéril comprado en la farmacia.

CON SONDA DE MENOS DE 3 DIAS DE COLOCADA:

1. Punzar la sonda con aguja y jeringa estéril, en la parte distal para obtener así la porción más estéril para el cultivo; **previa desinfección de la parte externa de la sonda con yodopovidona.**
2. Remitir al laboratorio en forma inmediata, de lo contrario mantener en heladera hasta su entrega.

Rotular el frasco con nombre y apellido

HORARIO DE ENTREGA: De Lunes a Viernes de 7:30 a 11:00 horas.

Sábados de 8:00 a 10:30 horas