



Laboratorio | Densitometría | Ecografías  
Ecodoppler | Estudios cardiológicos | Mamografías  
Radiología | Resonancias | Tomografías

Olleros 3487, Colegiales CABA

Tel: 4556-6800 - Whatsapp de turnos: 15-6448-3555

[www.laboratoriosanjose.com.ar](http://www.laboratoriosanjose.com.ar)

## INSTRUCTIVO PARA UROCULTIVO (pacientes sondados)

**Suspender antibióticos 48 Hs antes de la prueba.**

### **CON SONDA PERMANENTE RECIEN COLOCADA:**

- Descartar los primeros mililitros de orina y luego recoger la orina que fluye en un frasco estéril comprado en la farmacia.

### **CON SONDA DE MENOS DE 3 DIAS DE COLOCADA:**

1. Punzar la sonda con aguja y jeringa estéril, en la parte distal para obtener así la porción más estéril para el cultivo; **previa desinfección de la parte externa de la sonda con yodopovidona.**
2. Remitir al laboratorio en forma inmediata, de lo contrario mantener en heladera hasta su entrega.

**Rotular el frasco con nombre y apellido**

**HORARIO DE ENTREGA:** De Lunes a Viernes de 7:30 a 13:00 horas.

Sábados de 8:00 a 11:00 horas